

Myra™ BMS OTW ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТЕНТ

Материал стента	: Кобальт-хромовый сплав L605
Толщина балок	: 120 μm (0.120 mm)
Диаметр стента (мм)	: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00
Длина стента (мм)	: 17, 27, 37, 47, 57
Среднее сужение (рекойл)	: 3%
Среднее укорочение	: 0.7%

DELIVERY SYSTEM

Система доставки	: по проводнику (OTW) 0.035"
Номинальное давление	: 8 / 10 АТМ в зависимости от диаметра и длины стента (см. инструкция по применению)
Давление разрыва	: 11 - 14 АТМ в зависимости от диаметра и длины стента (см. инструкция по применению)
Выступление баллона за края стента	: <0.5 мм
Внешний диаметр shaft	: проксимальный -5 F
Материал баллона	: полурастяжимый
Рентгеноконтрастные метки	: 2 платиново-иридиевые
Длина катетера	: 80 см и 135 см
Рекомендуемый минимум (совместимость с интродьюсером)	: 6 / 7 / 8 F
Совместимость с проводником	: 0.035" (0.889 mm)

Myra™ BMS ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Длина катетера 80 см

Диаметр/Длина	17 мм	27 мм	37 мм	47 мм	57 мм
5.00 мм	MYB05017A	MYB05027A	MYB05037A	MYB05047A	MYB05057A
6.00 мм	MYB06017A	MYB06027A	MYB06037A	MYB06047A	MYB06057A
7.00 мм	MYB07017A	MYB07027A	MYB07037A	MYB07047A	MYB07057A
8.00 мм	MYB08017A	MYB08027A	MYB08037A	MYB08047A	MYB08057A
9.00 мм	MYB09017A	MYB09027A	MYB09037A	MYB09047A	MYB09057A
10.00 мм	MYB10017A	MYB10027A	MYB10037A	MYB10047A	MYB10057A

Длина катетера 135 см

Диаметр/длина	17 мм	27 мм	37 мм	47 мм	57 мм
5.00 мм	MYB05017B	MYB05027B	MYB05037B	MYB05047B	MYB05057B
6.00 мм	MYB06017B	MYB06027B	MYB06037B	MYB06047B	MYB06057B
7.00 мм	MYB07017B	MYB07027B	MYB07037B	MYB07047B	MYB07057B
8.00 мм	MYB08017B	MYB08027B	MYB08037B	MYB08047B	MYB08057B
9.00 мм	MYB09017B	MYB09027B	MYB09037B	MYB09047B	MYB09057B
10.00 мм	MYB10017B	MYB10027B	MYB10037B	MYB10047B	MYB10057B

Myra™ BMS в настоящее время не одобрена USFDA и не доступна для продажи в США.
Myra™ BMS - зарегистрированная торговая марка Meril Life Sciences Pvt. Ltd.

Meril

Meril Life Sciences Pvt.Ltd.
Muktanand Marg, Chala,
Vapi 396 191. Gujarat. India.
T +91 260 305 2100
F +91 260 305 2125

Meril, Inc.
116, Village Boulevard, Suite 200,
Princeton, NJ 08540. USA.
T +1 609 951 2287
F +1 609 520 1702

Meril GmbH.
Bornheimer Strasse 135-137,
D-53119 Bonn. Germany.
T +49 228 7100 4000
F +49 228 7100 4001

Meril South America.
Doc Med LTDA.
Al. dos Tupiniquins,
1079 – Cep: 04077-003 – Moema.
Sao Paulo. Brazil.
T +55 11 3624 5935
F +55 11 3624 5936

Meril Tibbi Cihazlar
İmalat Ve Ticaret A. S.
6, Mimar sinan Mah.,
Çavuşbaşı Cad. Özde Sok.
Aydın Ekşi İş Merkezi Kat:1
Cekmekoy/Istanbul Turkey.
T +90 53 2272 5172

E askinfo@merillife.com
W www.merillife.com

myra™ BMS

Баллонорасширяемая периферическая стент-система


Meril

myra™ BMS

Баллонорасширяемая периферическая
стент-система

myraTM BMS

Баллонорасширяемая периферическая стент-система
Восхитительное решение периферического
стентирования



Доступной 60 видов
Диаметры – 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 mm
Длины – 17, 27, 37, 47, 57 mm

