


Meril

Ортопедия

Живи здоровым образом  
жизни с  
**DESTIKNEE**



DESTIKNEE | Knee System



***DESTIKNEE** исследуется и разрабатывается на основе глобальной антропометрии пациентов и их требований к образу жизни для лучшего соответствия и превосходных клинических результатов.*




### Технология большеберцового компонента

- Большеберцовый компонент изготовлен из кобальт-хромового сплава и имеет оптимальную устойчивость при глубоком изгибе с низким профилем кия.
- Механизм фиксации оснащен «5 точками периферийной блокировки» для обеспечения безопасности и снижения вероятности микродвижения.
- Дополнительно охраняют кость низкопрофильные бортики платформы, обеспечивая чрезвычайно проксимальную фиксацию протеза

### Люди разные

- Размер и форма обеспечивают глубокое сгибание и сохранение кости
- Конструкция полиэтиленового вкладыша и тибиального компонента с бортиками по всему периметру обеспечивает максимальное сгибание
- Глобальный размер, без выступа
- Сохраняет кость, способствуя глубокому сгибанию
- Тонкий передний фланец
- Низкопрофильный кортобокс
- Отличная посадка на кости
- Бедренные компоненты слева / справа доступны в 7 размерах, соответствуют различным размерам большеберцовой кости для удовлетворения потребностей пациента.



Единственный в мире 7 радиусный бедренный имплант: облегчает координацию суставной геометрии бедренной кости



Meril

Ортопедия

Живи здоровым  
образом жизни с  
**DESTIKNEE**



DESTIKNEE | Knee System

**Meril GmbH**  
Bornheimer Strasse 135-137  
D-53119 Bonn.  
Germany  
T: + 49 228 7100 4000  
F: + 49 228 7100 4001

**Maxx Orthopedics Inc.**  
531, Plymouth Road,  
Suite 526,  
Plymouth Meeting, PA 19462  
T: + 1-484-342-0092 x 2100  
F: + 1-482-342-0096  
E: info@maxxortho.com

**Meril South America**  
Doc Med LTDA  
Al. dos Tupiniquins,  
1079 - Cep: 04077-003 - Moema,  
Sao Paulo, Brazil.  
T: + 55 11 3624 5935  
F: + 55 11 3624 5936

**Meril Medical LLC**  
Nauchnyy proyезд, 19  
Moscow, Russia  
Pincode – 117246  
T: + 74957727643

**Meril SA Pty Ltd.**  
Unit 7, Stoney Ridge Office Park,  
cnr Witkoppen and Estelle Roads,  
Paulshof,  
Johannesburg, South Africa  
T: + 27 11 4652049  
F: + 27 86 4717941


**Meril Tibbi Cihazlar Imalat ve Tic. A.S.**  
Icerenkoy Mah. Cetinkaya Sok. No: 28  
Kat: 434752 Atasehir/Istanbul, Turkey  
T: + 90 216 572 53 51

**Meril Health Care Pvt. Ltd.**  
H1 - H3, Meril Park  
Survey No. 135/2/B & 174/2  
Muktanand Marg,  
Chala, Vapi - 396191,  
Gujrat, India  
T: + 91 260 3052 100  
E: askinfo@merillife.com

**Meril Bangladesh Pvt. Ltd.**  
Union Heights-01,  
55-2, Bir Uttam Qazi  
Nuruzzaman Sarak,  
West Panthapath,  
Dhaka-1205, Bangladesh  
T: + 88 02 9122714/24

**Meril Life Sciences**  
301, A - Wing, Business Square,  
Chakala, Andheri Kurla Road,  
Andheri East, Mumbai 400 093  
T: + 91 22 39350700  
F: + 91 22 39350777  
E: askinfo@merillife.com

E askinfo@merillife.com  
W www.merillife.com



Документ № МН / ВРС / КС / 001 Ред-01 Март 2018

Meril

Ортопедия

